

# Flocare® 800 sett


Engangs enteralt ernæringssett til bruk med Flocare® 800 pumpe. Fri for DEHP og andre ftalater.

De ulike Flocare® 800 sett er for tilkoping av sondeernæring til nasalsonder, PEG sonder eller til mellomstykker til gastrostomiknapper når tilførsel skjer via Flocare® 800 pumpe. Den lilla fargen skaper et klart skille fra administrasjonssett til parenteralt bruk.

**Flocare® 800 Pack sett** for tilkoping av alle Nutrison sondeløsninger i Pack (pose-) emballasje.

**Flocare® 800 sett universal sett** for tilkoping av både Nutricia og konkurrerende pose- og glassflaskeemballasjer.


I samsvar med flere offentlige anbefalinger er all Nutricias plastmateriale fri for ftalater. Nutricia har fjernet ftalatmykgjører DEHP og den har blitt erstattet med DINCH (di-(isononyl)-cyclohexane-1,2-dicarboxylate), en ny plastmykgjører som er helt fri for ftalater og andre skadelige komponenter.



## Bestillingsinformasjon:

	Nutricias varenr.	Apotekbransjens varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Flocare® 800 Pack sett	35147	854265	1 sett
Flocare® 800 universal sett	35142	816059	1 sett
Flocare® flaskeoppheng til 60 ml, 100 ml og 200 ml glassflasker (120 stk. pr eske)	03327	816276	1 eske

## Flocare® 800 sett



### Flocare® 800 sett består av:

- A : Pack konektor med skru- og nedfeldt punkteringselement
- B : Dråpekammer
- C : Flocare® 800 pumpesegment
- D : Rulleklemme
- E : Y-kobling til medisinadministrasjon og gjennomskylling (med hette)
- F : Female luer-lokk konektor
- G : 5 trinns konektor med støvhette (ikke IV kompatibel)
- H : Multi koblingsstykke (følger med universal sett)
- I : Flaskekonektor til glass- og tåteflasker (følger med universal sett)
- J : Flaskeoppheng (følger med universal sett)

**Varianter:** Pack sett til bruk med Nutricias sondeløsninger i Pack (pose-) emballasje.  
Universal sett til bruk med Nutricia og konkurrerende pose- og glassflaskeemballasjer.

**Materiale:** Medisinsk kvalitet PVC, fri for ftalater.

**Emballasje:** Enkeltvis sterilt pakket.

**Holdbarhet:** 36 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato på pakningen.

**Oppbevaring:** Lagres ved romtemperatur.

**Brukstid:** 24 timer.